


Einbindung des Omnikey 8751 in DOCcomfort


Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey 8751 Gerät.

1) Starten Sie DOC-Comfort


2) Gehen Sie zunächst im Hauptmenü auf das Krankenblatt.




3) Dort gehen Sie auf Einstellungen - Geräte - Chipkartenleser.



4) Wählen sie hier Lesegeräte.



5) Nehmen Sie nun die Einstellungen, wie in den markierten Flächen, vor.



Bei *Port* tragen Sie den COM-Port ein, an welchem das Gerät angeschlossen ist, meist COM1.

6) Mit *Übernehmen* und *Ok* bestätigen um Einbindung abzuschließen.