


## Einbindung des Omnikey8751 in Medistar 4.0

**Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey8751 Gerät.**


### 1) Starten Sie Medistar 4.0.

Wählen Sie einen Arbeitsplatz oder desk aus, an dem noch kein Lesegerät installiert ist


### 2) Gehen Sie in der rechten Menüleiste auf *Index*.




### 3) Wählen sie hier Installation aus.



4) Dort gehen Sie auf *Festlegung Dateinamen*.





5) Nun öffnet sich das Fenster *Dateinamen*.



Tragen Sie bei Schnittstelle KVK-Leser ein: CR0 (CRNull)

Bestätigen Sie anschließend mit *OK*

**5) Gehen Sie nun in der rechten Menüleiste auf *MKT+ Konfiguration*.****6) Wählen Sie jetzt das Omnikey 8751 seriell aus.**

Zum Abschluß  
drücken Sie *OK*