


Einbindung des Omnikey 8751 in Psyprax.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey 8751 Gerät.


1) Starten Sie Psyprax.

2) Gehen Sie in der Patientenliste auf den Reiter *Datei*.



Wählen sie
Konfigurieren.

3) Jetzt öffnet sich das Fenster Konfigurieren.



Klicken Sie zunächst auf *Chipkartenleser*.

Als Chipkartenleser wählen Sie das *Serielles Tischgerät*.

Bei *Schnittstelle serieller Chipkartenleser* tragen Sie die 1, je nachdem, welche Schnittstellen an Ihrem PC installiert sind.

Gehen Sie nun auf die *Schließen-Taste*.