


Einbindung des Omnikey 8751 in easymed.


Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Omnikey 8751 Lesegerät.

1) Starten Sie easymed.


2) Über *System* gehen Sie auf *Einstellungen*.



3) In dem Fenster *System-Konfiguration* wählen Sie den Menüpunkt *System*.



4) Sie sind nun im Fenster *der System-Konfiguration*, in welchen Sie nun den Punkt *Chipkarte* und *CT-API* auswählen.



5) In dem geöffneten Fenster der CT-API nutzen wählen sie *externe Lesefunktion*.

Bei CT-API Leseprogramm readct.exe 1 1 1 ct8751com.dll.

Falls mit der Einstellung des COM Ports 1 nicht möglich, dann Ihren COM-Port auswählen (hier: 4)

6) Anschließend mit **OK** bestätigen. Gegebenenfalls Programm neu starten